

# Wat is een Doff n' Donner?

De Doff N' Donner is een oneindig gevormde, rekbaar waterballon dat als hulpmiddel wordt gebruikt voor het aan- én uittrekken van alle typen compressiekousen in alle drukklassen.

Het verschil met andere aantrek hulpen is dat de Doff N' Donner alle soorten kousen even goed kan aan- als uittrekken. Uniek is dat het hulpmiddel zich aanpast aan de kous en niet omgekeerd. Hierdoor verlengt de levensduur van de kousen enorm.

De Doff N' Donner is uitgevonden om te duwen in plaats van aan de kous te trekken. Hierdoor is minder kracht nodig, wat zorgt voor een gemakkelijk en comfortabel gebruik zowel voor gebruiker als voor zorgverleners.

Omdat de Doff N' Donner zich aanpast aan de kous en de vorm van het lidmaat, rolt de Doff n' Donner eenvoudig en direct over bandages, ingesmeerde of natte ledematen en zelfs pleisters.

Er zijn video's voor elk aantreks scenario te vinden op onze website:

[www.doffanddonner.eu](http://www.doffanddonner.eu)

## Europese Importeur & CE REP:



### Compad NL

Hontenissestraat 6  
5045 CC Tilburg

T : +31 13 5719847  
F : +31 13 8227494  
E : sales@doffanddonner.eu

# Doff n' Donner

## Indicaties:

De Doff n' Donner kan gebruikt worden voor het aan- en uittrekken van bijna alle compressiekousen ongeacht het type, maat of drukklasse. De Doff n' Donner maakt hierbij gebruik van hydrauliek.

## Contra-indicaties:

Gebruik dit hulpmiddel niet bij een hypergevoelige huid of diepe veneuze trombose.

## Gebruiksaanwijzingen:

Omdat de Doff n' Donner voor bijna alle typen gebruikt kan worden zijn er veel manieren deze te gebruiken. Op onze website vindt u een groot aantal video's voor diverse scenario's. U kunt natuurlijk ook uw compressiekousen specialist vragen u te helpen met een voor u passende gebruiksmethode.

## Waarschuwingen en voorzorgen:

- Verhit dit product op geen enkele manier
- Gebruik dit product niet met een diepe veneuze trombose
- Houd dit product buiten bereik van kinderen en huisdieren
- Trek dit product niet over het hoofd
- Vermijd scherpe objecten zoals bijvoorbeeld sierraden
- Raadpleeg uw specialist voor gebruik
- Te gebruiken door één persoon tenzij de Doff n' Donner op de juiste manier gedesinfecteerd wordt

## Schoonmaken en onderhoud:

De Doff n' Donner dient op kamertemperatuur bewaard te worden, bij voorkeur op de Cone.  
U kunt de Doff n' Donner schoonmaken met normale zeep en water, maar gebruik bij voorkeur een antibacteriële zeep.  
De Doff n' Donner kan met isopropyl alcohol gedesinfecteerd worden, hiervoor zijn ook speciale desinfectiezakken verkrijgbaar.

De Doff n' Donner is gevuld met zeepachtig water. Dit kan makkelijk verwijderd worden van (be)kleding of vloerbedekking indien de Doff n' Donner zou lekken.



# DOFF N' DONNER

## GEBRUIKSAANWIJZING



# Standaard gebruiksmethode

Hieronder vindt u een standaard methode om de Doff n' Donner (DnD) te gebruiken.

## Elke methode bestaat uit 3 stappen:

1. Rollen van de compressiekous
2. Aantrekken van de compressiekous
3. Uittrekken van de compressiekous

Mocht deze standaardmethode u niet helpen, vraagt u dan uw kousen- of hulpmiddelenleverancier om uitleg.



### STAP 3

- ◆ Verplaats de handen om de DnD
- ◆ Rol de DnD helemaal van de Cone af; niet er af trekken



### STAP 4

- ◆ Zorg dat het teenstuk glad is
- ◆ Is dit niet het geval dan kan, door met 1 hand in de DnD te gaan, het teenstuk naar buiten worden geduwd totdat het teenstuk glad is.
- ◆ Bij een open teen moet de teenband zich ca 2 cm onder de rand van de DnD bevinden



### STAP 7

- ◆ Rol DnD met 2 handen helemaal af
- ◆ Dit kan ook tot over de knie bij langere kousen



### STAP 8

- ◆ Plaats met uw handen de boord zoals gewenst
- ◆ Verwijder de DnD

*N.B.*

*Wanneer de DnD met 2 handen zijdelings wordt vastgehouden, kunnen eventuele kreukels er uit geborsteld worden.*

## ROLLEN van de kous

## Kous AANTREKKEN



### STAP 1

- ◆ Plaats de Cone met zuignap op een geschikte en zuivere ondergrond
- ◆ Plaats kous over de Cone; zorg dat de bovenkant mooi glad is
- ◆ Bij een open teen bevindt de teenband zich net onder bovenste ronding



### STAP 5

- ◆ Kruis uw been over het andere
- ◆ Zorg dat het hielstuk van de kous naar de grond gericht is
- ◆ Het gladde teenstuk, of de zijde met de teenband wordt tegen de tenen geplaatst



### STAP 6

- ◆ Breng de DnD naar u toe totdat de DnD voorbij de enkel is
- ◆ U kunt nu de DnD loslaten
- ◆ Controleer of het teen- en hielstuk goed zitten
- ◆ Is dit niet het geval, rol terug en probeer opnieuw

## Kous UITTREKKEN

Voer achtereenvolgens stap 8 - 7 - 6 tot 5 uit.  
De compressiekous is na het uittrekken meteen weer gereed om aangetrokken te worden !!

### UITTREKKEN

- ◆ Breng DnD over het been naar de boord van de kous
- ◆ Neem de boord en DnD met twee handen tussen duim en wijsvinger; net als bij het rollen met een Cone
- ◆ Rol de kous af tot aan de enkel
- ◆ Verplaats uw handen en rol vervolgens over uw enkel de kous van uw voet af
- ◆ Wanneer de kous goed is afgerold kan deze indien gewenst ook weer makkelijk worden aangerold

### STAP 2

- ◆ Neem kous en DnD met beide handen tussen duim en wijsvinger
- ◆ Breng kous + DnD met 2 handen naar boven totdat DnD helemaal bedekt is

*N.B.*

*Kous hoeft niet om DnD "gevouwen" te worden; laat de hydrauliek zijn werk doen*

